



OMNIS 奥秘一代 近红外光谱仪

更快速、更简单、更高效的
振动光谱

PEOPLE
YOU
CAN
TRUST

 **Metrohm**
瑞士万通中国

GOOD VIBES

WITH OMNIS NIRS

OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪
共谱实验室轻松氛围！



开启疾速体验

更快速



1

近乎光速的测量速度

您是否正在面临越来越多的样品和参数分析？使用 OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪，您可以在几秒钟内同时测量多个质量控制参数。样品均可在10秒内完成测量。

准确的温度控制

在 25°C 至 80°C 之间对样品进行快速准确的加热和冷却。借助多个温度传感器和智能算法，您可以直接对样品进行温度控制。

无缝测量固体和液体样品

无需等待，也无需调整系统，您只需定义样品列表和操作程序，就可以不间断地处理待测固体和液体样品。



1秒钟内获得
300张光谱

就是如此简单



2

一键自动建模

将近红外光谱的模型开发工作交给 OMNIS 奥秘一代模型开发器 (OMD)，使您的工作更加轻松。您只需要选择样品，一键点击，模型即可计算出来。

适用于实验室和在线过程控制

OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪和瑞士万通近红外在线解决方案 (2060 在线近红外光谱仪) 基于相同的硬件技术和软件，这使得设备之间的数据传输十分便利，您可以轻松将近红外光谱技术从实验室拓展到在线过程控制。

自动识别样品容器

OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪可自动识别样品容器并自动开始测量。您只需放入样品，等待几秒，仪器即可显示待测参数的测量结果。

更简单




无需样品前处理
无需化学品
无废弃物



给您更多可能

3

更高效



不凡的集成功能

OMNIS 奥秘一代是一个集成分析平台，可以整合多种分析技术。方便数据和系统管理，简化系统与 LIMS 的整合，降低维护和培训成本。

滴定和近红外光谱联用

将您的 OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪与瑞士万通电位滴定仪联用，可使您的日常分析工作更加高效。先使用 OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪筛选样品，再通过电位滴定仪自动验证结果。

大幅度提高样品通量

瑞士万通和 OMNIS 奥秘一代在自动化和液体处理方面拥有数十年的经验。使用配备 OMNIS 奥秘一代机器人样品处理器的 OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪，可在无人值守的情况下分析大批量液体和固体样品。



全自动测量多达
500个样品

瑞士品质 值得拥有

OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪在瑞士研发和制造，坚固结实的部件使得仪器可以稳定运行多年。OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪具有 IP54 防护等级，不仅适用于实验室，还适用于生产车间。瑞士万通的质量保证同样适用于 OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪：

- 3年仪器质量保证*
- 5年软件支持保证
- 10年仪器停产后的备件供应保证

* 首年享受免费质保，次年需签约维护保养服务方可享受。



服务网络 遍布各地

瑞士万通在国内设有5个办事处、5个应用实验室、4个联合实验室、5个维修中心。我们的认证服务工程师和应用专家可随时为您提供专业的服务和支

GOOD VIBES 瑞士制造

OMNIS 奥秘一代近红外光谱仪
共谱实验室轻松氛围！



www.metrohm.cn

<https://www.metrohm.cn>
marketing@metrohm.com.cn
400-604-0088



瑞士万通订阅号 瑞士万通服务号