




Metrohm IC Driver 1.0, MassHunter para ICP-MS

6.6090.100

Controlador de software para la integración de aparatos CI de Metrohm en MassHunter 5.3 y versiones superiores para ICP-MS de Agilent.

Más información sobre el acoplamiento de la cromatografía iónica y espectrómetros de masas

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.05330.400	IC equipment, connection Agilent ICP-MS
	IC equipment for the connection and bidirectional control of Metrohm IC and Agilent ICP-MS (IC-ICP/MS)



6.2148.010

Remote Box MSB

Additional remote interface for the connection of devices that can be controlled via remote lines. With permanently attached cable.

