



Metrosep C Supp 1 - 150/4,0

6.1052.420

La columna de separación Metrosep C Supp 1 - 150/4,0 es la columna preferida para la determinación de concentraciones bajas de cationes estándar. Mediante el ruido bajo de la línea de base tras la supresión secuencial, se alcanzan límites de detección bajo una gama de µg/L.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1052.500	Metrosep C Supp 1 Guard/4.0
	The Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 contains the C-Supp-1 column material and is used to protect Metrosep C-Supp-1 cation columns. Particles and contamination are reliably retained, considerably prolonging the service life of the analytical separation column. The Metrosep C Supp 1 Guard/4.0 also works based on the "On Column Guard System" and is screwed directly onto the separation column with virtually no dead volume.

