



800 Dosino

2.800.0020

Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de distribution intelligentes. Avec câble intégré (longueur 0,65 m).

Contenu de la livraison 2.800.0020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.800.0040	800 Dosino (cable length 0.65 m)

Drive with write/read hardware for intelligent dosing units. With permanently attached cable (length 0.65 m).



1 PCS

6.1546.030

Piston tongs

For pistons for 807 Dosing Units or cylinder units OMNIS.

