



OMNIS Liquid Adapter

6.01600.010

Adattatore per il collegamento di bottiglie di reagente con tecnologia 3S a un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.01602.000	Aspiration coupling to 6.01600.010
	Aspiration coupling as spare part to a 6.01600.010 OMNIS Liquid Adapter



6.02106.000 Liquid Adapter extension cable, 0.55 m

Extension cable (0.55 m in length) for connecting an OMNIS Liquid Adapter to an OMNIS Titrator, Titration Module or Dosing Module.



6.02106.010 Liquid Adapter extension cable, 2 m

Extension cable (2 m in length) for connecting an OMNIS Liquid Adapter to an OMNIS Titrator, Titration Module or Dosing Module.

